



CATALOGO PRODOTTI
PRODUCTS CATALOGUE

Ghost Aligner ®

Disco per allineamento dentale, realizzato con una speciale miscela, trasparente ed elastica, che permette di realizzare un allineatore dentale che produce una forza delicata e quindi più costante.



CODICE	FORMATO	SPESSORE	COLORE	PZ
1987	125x125 mm	0,50 mm	Trasparente	20
1987R	Ø 120 mm	0,50 mm	Trasparente	20
1987T	Ø 125 mm	0,50 mm	Trasparente	20
1988	125x125 mm	0,75 mm	Trasparente	20
1988R	Ø 120 mm	0,75 mm	Trasparente	20
1988T	Ø 125 mm	0,75 mm	Trasparente	20
1999	125x125 mm	1 mm	Trasparente	20
1999R	Ø 120 mm	1 mm	Trasparente	20
1999T	Ø 125 mm	1 mm	Trasparente	20

EVA Soft

Disco trasparente e morbido realizzato con Etilenvinilacetato (EVA), utilizzato per la realizzazione di byte morbidi per sbiancamento, byte morbidi per fluoroprofilassi, byte morbidi per bruxismo, byte morbidi per A.T.M. e duplicazione modello in gesso.



CODICE	FORMATO	SPESSORE	COLORE	PZ
1817	125x125 mm	1 mm	Trasparente	25
1817R	Ø 120 mm	1 mm	Trasparente	25
1817T	Ø 125 mm	1 mm	Trasparente	25
1835	125x125 mm	1,50 mm	Trasparente	25

EVA Soft (continua)

EVA Soft (segue)

CODICE	FORMATO	SPESSORE	COLORE	PZ
1835R	Ø 120 mm	1,50 mm	Trasparente	25
1835T	Ø 125 mm	1,50 mm	Trasparente	25
1836	125x125 mm	2 mm	Trasparente	24
1836R	Ø 120 mm	2 mm	Trasparente	24
1836T	Ø 125 mm	2 mm	Trasparente	24
1837	125x125 mm	3 mm	Trasparente	25
1837R	Ø 120 mm	3 mm	Trasparente	25
1837T	Ø 125 mm	3 mm	Trasparente	25
1838	125x125 mm	4 mm	Trasparente	20
1838R	Ø 120 mm	4 mm	Trasparente	20
1838T	Ø 125 mm	4 mm	Trasparente	20

Splint

Disco duro ad elevata trasparenza, prodotto con resine che limitano la formazione di bolle durante il riscaldamento. Si può applicare sopra la resina. Utilizzato per la realizzazione di matrici provvisorie, cucchiai chirurgici, splint di contenzione e di protezione, retainers invisibili, ponte e corone, uso in campo ortodontico.



CODICE	FORMATO	SPESSORE	COLORE	PZ
1828	125x125 mm	0,50 mm	Trasparente	25
1828R	Ø 120 mm	0,50 mm	Trasparente	25
1828T	Ø 125 mm	0,50 mm	Trasparente	25
1827	125x125 mm	0,80 mm	Trasparente	25
1827R	Ø 120 mm	0,80 mm	Trasparente	25
1827T	Ø 125 mm	0,80 mm	Trasparente	25
1823	125x125 mm	1 mm	Trasparente	25
1823R	Ø 120 mm	1 mm	Trasparente	25
1823T	Ø 125 mm	1 mm	Trasparente	25
1824	125x125 mm	1,50 mm	Trasparente	25
1824R	Ø 120 mm	1,50 mm	Trasparente	25
1824T	Ø 125 mm	1,50 mm	Trasparente	25
1825	125x125 mm	2 mm	Trasparente	20
1825R	Ø 120 mm	2 mm	Trasparente	20
1825T	Ø 125 mm	2 mm	Trasparente	20
1833	125x125 mm	3 mm	Trasparente	20

Splint (continua)



Splint (segue)

CODICE	FORMATO	SPESSORE	COLORE	PZ
1833R	Ø 120 mm	3 mm	Trasparente	20
1833T	Ø 125 mm	3 mm	Trasparente	20

Mouthguard 1 colore

Disco a doppio strato superiore e inferiore morbido realizzato con Etilenvinilacetato (EVA), utilizzato per la realizzazione di parodonti professionali.



CODICE	FORMATO	SPESSORE	COLORE	PZ
1941	125x125 mm	4 mm	Assortito	12
1941R	Ø 120 mm	4 mm	Assortito	12
1941T	Ø 125 mm	4 mm	Assortito	12
1956	125x125 mm	4 mm	Chiaro	12
1957	125x125 mm	4 mm		12
1958	125x125 mm	4 mm		12
1959	125x125 mm	4 mm		12
1960	125x125 mm	4 mm		12
1961	125x125 mm	4 mm		12
1962	125x125 mm	4 mm		12
1963	125x125 mm	4 mm		12
1964	125x125 mm	4 mm		12
1965	125x125 mm	4 mm		12
1966	125x125 mm	4 mm		12

Mouthguard 2 colori

Disco a doppio strato superiore e inferiore morbido realizzato con Etilenvinilacetato (EVA), utilizzato per la realizzazione di parodonti professionali.



Mouthguard 2 colori (segue)

CODICE	FORMATO	SPESSORE	COLORE	PZ
1967	125x125 mm	4 mm	Assortito	12
1967R	Ø 120 mm	4 mm	Assortito	12
1967T	Ø 125 mm	4 mm	Assortito	12
1968	125x125 mm	4 mm		12
1969	125x125 mm	4 mm		12
1970	125x125 mm	4 mm		12
1971	125x125 mm	4 mm		12
1972	125x125 mm	4 mm		12
1973	125x125 mm	4 mm		12
1974	125x125 mm	4 mm		12
1975	125x125 mm	4 mm		12
1976	125x125 mm	4 mm		12
1977	125x125 mm	4 mm		12
1978	125x125 mm	4 mm		12
1979	125x125 mm	4 mm		12
1980	125x125 mm	4 mm		12
1981	125x125 mm	4 mm		12
1982	125x125 mm	4 mm		12
1983	125x125 mm	4 mm		12
1984	125x125 mm	4 mm		12

Mouthguard 3 colori

Disco a doppio strato superiore e inferiore morbido realizzato con Etilenvinilacetato (EVA), utilizzato per la realizzazione di parodonti professionali.



CODICE	FORMATO	SPESSORE	COLORE	PZ
1989	125x125 mm	4 mm	Assortito	12
1989R	Ø 120 mm	4 mm	Assortito	12
1989T	Ø 125 mm	4 mm	Assortito	12
1990	125x125 mm	4 mm		12
1991	125x125 mm	4 mm		12
1992	125x125 mm	4 mm		12
1993	125x125 mm	4 mm		12
1994	125x125 mm	4 mm		12

Bleaching

Disco a doppio strato superiore trasparente e inferiore spugnoso, utilizzato per la realizzazione di byte per sbiancamento, byte per fluoroprofilassi.



CODICE	FORMATO	SPESSORE	COLORE	PZ
1826	125x125 mm	0,50 mm	Bianco	15

Coping

Disco opaco e sottile prodotto con PE-LD, utilizzato per la realizzazione di byte per sbiancamento, ponti e corone provvisorie, capette calcinabili, bonding indiretto.



CODICE	FORMATO	SPESSORE	COLORE	PZ
1830	125x125 mm	0,50 mm	Grigio opaco	50
1830R	Ø 120 mm	0,50 mm	Grigio opaco	50
1830T	Ø 125 mm	0,50 mm	Grigio opaco	50
1831	125x125 mm	0,80 mm	Grigio opaco	50
1831R	Ø 120 mm	0,80 mm	Grigio opaco	50
1831T	Ø 125 mm	0,80 mm	Grigio opaco	50



Dual Laminate

Disco a doppio strato superiore duro e inferiore morbido, prodotto con Etilenvinilacetato (EVA) e PET-G, utilizzato per la realizzazione di byte per bruxismo, docce per A.T.M. e applicazioni ortodontiche.



CODICE	FORMATO	SPESSORE	COLORE	PZ
1943	125x125 mm	2 mm	Viola opaco	12
1943R	Ø 120 mm	2 mm	Viola opaco	12
1943T	Ø 125 mm	2 mm	Viola opaco	12
1939	125x125 mm	3 mm	Viola opaco	12
1939R	Ø 120 mm	3 mm	Viola opaco	12
1939T	Ø 125 mm	3 mm	Viola opaco	12
2110	125x125 mm	5 mm	Viola opaco	12

Base Plate

Disco prodotto con stirene ad alta compressione di colore rosa, utilizzato per la realizzazione di basi per dentiere.



CODICE	FORMATO	SPESSORE	COLORE	PZ
1819	125x125 mm	1,50 mm	Rosa	25
1818	125x125 mm	2 mm	Rosa	25
1820	125x125 mm	2,50mm	Rosa	25



Tray Material

Disco prodotto con stirene ad alta compressione di colore celeste, utilizzato per la realizzazione di portaimpronta individuale.



CODICE	FORMATO	SPESSORE	COLORE	PZ
1822	125x125 mm	3,20 mm	Celeste	25
2113	125x125 mm	3,80 mm	Celeste	20

Niteguard

Disco a doppio strato superiore e inferiore morbido, prodotto con Etilenvinilacetato (EVA), utilizzato per la realizzazione di bite per bruxismo, posizionatori, applicazioni ortodontiche.



CODICE	FORMATO	SPESSORE	COLORE	PZ
1940	125x125 mm	3 mm	Bianco opaco	12
1940R	Ø 120 mm	3 mm	Bianco opaco	12
1940T	Ø 125 mm	3 mm	Bianco opaco	12



NOTE

B-PRO

Termoformatrice professionale per le grandi produzioni, completamente automatica, dotata di un sistema di termoformatura multiplo a 6 aree indipendenti per un risultato eccellente e veloce.

Fino a 6 allineatori in 1 minuto.



CODICE	MODELLO	VOLT	WATT	PZ
0179	Automatico	230	2500	1
0195	Automatico	115	2500	1

Deluxe

Termoformatrice automatica per un risultato eccellente. Design moderno e accattivante. Dotata di una resistenza al quarzo con rapidità di risposta, motore del vuoto integrato e di un Display LCD a colori con un'interfaccia semplice ed intuitiva.



CODICE	MODELLO	VOLT	WATT	PZ
9617504	Automatico	230	450	1
9617505	Automatico	115	450	1

Comfort

Termoformatrice semi-automatica per un maggiore comfort. Design moderno e accattivante. Dotata di una resistenza al quarzo con rapidità di risposta, motore del vuoto integrato e di un elegante pannello frontale.



CODICE	MODELLO	VOLT	WATT	PZ
9617502	Semiautomatico	230	450	1
9617503	Semiautomatico	115	450	1

Silent

Termoformatrice manuale. Design moderno e accattivante. Dotata di una resistenza al quarzo con rapidità di risposta, motore del vuoto integrato e di un elegante pannello frontale.



CODICE	MODELLO	VOLT	WATT	PZ
9617500	Manuale	230	400	1
9617501	Manuale	115	400	1

NOTE

Pinza termica per attivazioni

Pinza in acciaio inossidabile AISI 410 - 420 che permette di creare attivazioni per il controllo di rotazioni, asse, traslazioni, ecc. La punta, molto sottile, permette attivazioni di circa 1 mm. Consigliamo di scaldare la pinza con una minitorcia per facilitare la modifica, facendo attenzione a non bucare il materiale. Autoclavabile fino a 135 °C. Lunghezza totale 13,5 cm.



CODICE	CARATTERISTICHE	MATERIALE	PZ
119-T011	Punta sottile	Acciaio inox	1

Pinza termica per attivazioni

Pinza in acciaio inossidabile AISI 410 - 420 che ha una punta di misura standard e allungata che consente di creare ganci per l'uso di trazioni elastiche o può essere utilizzata per attivazioni importanti. Consigliamo di scaldare la pinza con una minitorcia per facilitare la modifica, facendo attenzione a non bucare il materiale. Autoclavabile fino a 135 °C. Lunghezza totale 13,5 cm.



CODICE	CARATTERISTICHE	MATERIALE	PZ
119-T012	Punta standard	Acciaio inox	1



Pinza termica per creare bottoni

Pinza in acciaio inossidabile AISI 410 - 420, caratterizzata dalla punta circolare di dimensioni generose, con la quale si possono formare i cilindri e successivamente creare i bottoni con la pinza T014.

Consigliamo di scaldare la pinza con una minitorcia per facilitare la modifica, facendo attenzione a non bucare il materiale. Autoclavabile fino a 135 °C.

Lunghezza totale 13 cm.



CODICE	CARATTERISTICHE	MATERIALE	PZ
119-T013	Forma cilindro	Acciaio inox	1

Pinza termica per creare bottoni

Pinza in acciaio inossidabile AISI 410 - 420 che permette di formare dei bottoni sulla mascherina, dopo aver creato i cilindri con la pinza T013, per ottimizzare la ritenzione di eventuali ausiliari.

Consigliamo di scaldare la pinza con una minitorcia per facilitare la modifica, facendo attenzione a non bucare il materiale. Autoclavabile fino a 135 °C.

Lunghezza totale 13 cm.



CODICE	CARATTERISTICHE	MATERIALE	PZ
119-T014	Forma bottone	Acciaio inox	1

Stand porta strumenti

Stand porta strumenti da banco dal design accattivante che consente una facile organizzazione degli strumenti ortodontici. Costruita con piastre in acrilico trasparente che uniscono 3 aste in acciaio inossidabile non magnetico.



CODICE	CARATTERISTICHE	MATERIALE	PZ
115-0601	Stand da banco	Acciaio inox e acrilico	1

Forbice a punta dritta

Forbice a punta dritta in acciaio inossidabile AISI 410 - 420. La lama seghettata su un lato offre una capacità di taglio non scivolosa.

Autoclavabile fino a 135 °C.

Lunghezza totale 11,5 cm.



CODICE	CARATTERISTICHE	MATERIALE	PZ
115-0646	Punta dritta	Acciaio inox	1



Forbice a punta curva

Forbice a punta curva in acciaio inossidabile AISI 410 - 420. La lama seghettata su un lato offre una capacità di taglio non scivolosa.

Autoclavabile fino a 135 °C.

Lunghezza totale 11,5 cm.



CODICE	CARATTERISTICHE	MATERIALE	PZ
115-0647	Punta curva	Acciaio inox	1

Disco seghettato in acciaio

Disco seghettato in acciaio. Separa la mascherina termostampata dal modello e crea le fessure per i movimenti di intrusione.



CODICE	CARATTERISTICHE	MATERIALE	PZ
0170	Disco seghettato	Acciaio inox	1

Fresa con punta a piramide

Fresa con punta a piramide utilizzata per gestire l'area del buco nero. Rimuove la plastica con grande precisione e crea le aperture sulla mascherina di allineamento per ottimizzare i movimenti dentali.



CODICE	CARATTERISTICHE	MATERIALE	PZ
0171	Punta a piramide	Tungsteno	1

Fresa diamantata

Fresa diamantata per la sgrossatura della mascherina appena termoformata e successivamente separata dal modello. Previene il surriscaldamento della plastica, grazie alle fessure di cui è dotata, creando un vortice d'aria che mantiene perfettamente allineati i bordi della mascherina.



CODICE	CARATTERISTICHE	MATERIALE	PZ
0172	Fresa diamantata	Acciaio inox	1

Spazzola di finitura

Spazzola per finitura dotata di 3 durezze differenti:

MORBIDA:


Per levigare gli angoli della mascherina.

MEDIA:

Per rimuovere i residui della lavorazione della fresa diamantata su disco con spessore 0,5 mm / 1 mm.

DURA:

Per rimuovere i residui della lavorazione della fresa diamantata su disco con spessore 1,5 mm / 3 mm.



CODICE	CARATTERISTICHE	MATERIALE	PZ
0173	Morbida	Abrasivo	3
0174	Media	Abrasivo	3
0175	Dura	Abrasivo	3

Starter Kit per taglio e finitura

Kit completo e universale per il taglio e la rifinitura di tutti i dischi termoplastici.

Il Kit è composto da:

- 1x Disco seghettato in acciaio #01170
- 1x Fresa con punta a piramide #01171
- 1x Fresa diamantata #01172
- 1x Spazzola di finitura morbida #01173
- 1x Spazzola di finitura media #01174
- 1x Spazzola di finitura dura #01175
-



CODICE	CARATTERISTICHE	MATERIALE	PZ
0252	Starter Kit	-	1

Misuratore di spazio interdentale

Strumento necessario per la misurazione degli spazi interdentali prima e dopo lo stripping. Disponibili in tre misure: 0,10 mm, 0,20 mm e 0,30 mm.

Sovrapponibili per combinare spessori maggiori. Realizzati in acciaio INOX autoclavabile.

•



CODICE	SPESSORE	MATERIALE	PZ
0146	0,10 - 0,20 - 0,30 mm	Acciaio inox	3

NOTE



Sporisan® gel igienizzante

Gel detergente igienizzante al sapore di menta specifico per l'igiene quotidiana di aligner trasparenti, byte, apparecchi mobili e protesi dentarie.

Modalità d'uso:

- Versare una piccola quantità di prodotto sull'oggetto da lavare.
- Spazzolare con uno spazzolino.
- Risciacquare abbondantemente con acqua.
- Ripetere la pulizia tre volte al giorno.



CODICE	CARATTERISTICHE	QUANTITÀ	PZ
0147	Tappo "Flip Cap"	100 ml	10

Sporisan® gel mani igienizzante

Gel mani igienizzante a base alcolica. Ideale per pulire efficacemente le mani. Agisce in pochi secondi. Pratico in ogni situazione in cui si desidera pulire e igienizzare le mani. Se ne consiglia l'uso quando non si dispone di acqua e sapone.

Modalità d'uso:

- Applicare una piccola quantità di prodotto direttamente sulle mani.
- Strofinare fino a completa asciugatura.



CODICE	CARATTERISTICHE	QUANTITÀ	PZ
0280	Dispenser integrato	500 ml	1

NOTE

NOTE



CODICE	COLORE	MATERIALE	PZ
0148	Assortito	Polietilene	10
0148AR	Arancione	Polietilene	10
0148AZ	Azzurro	Polietilene	10
0148BI	Bianco	Polietilene	10
0148BM	Blu	Polietilene	10
0148FU	Fuxia	Polietilene	10
0148VL	Lime	Polietilene	10
0148VI	Viola	Polietilene	10
0148GI	Giallo	Polietilene	10
0148RO	Rosso	Polietilene	10
0148VE	Verde	Polietilene	10

Contenitore colorato con fori di ventilazione per la custodia di apparecchi ortodontici e protesi dentarie. Il cordino è disponibile su richiesta.



CODICE	COLORE	MATERIALE	PZ
0149	Assortito	Polietilene	10
0149AR	Arancione	Polietilene	10
0149AZ	Azzurro	Polietilene	10
0149BI	Bianco	Polietilene	10
0149BM	Blu	Polietilene	10
0149FU	Fuxia	Polietilene	10
0149VL	Lime	Polietilene	10
0149VI	Viola	Polietilene	10
0149GI	Giallo	Polietilene	10
0149RO	Rosso	Polietilene	10
0149VE	Verde	Polietilene	10




Smart Seal 19 cm

Sistema di chiusura intelligente per richiudere la busta protettiva in alluminio dei dischi B-FORM Splint dopo la prima apertura.

Protegge i dischi dal 100% di umidità esterna.

Compatibile con tutte le buste protettive dei dischi di larghezza massima di 17 cm.




CODICE	FORMATO	COLORE	PZ
0258	19 cm	Verde	3

Smart Seal 23 cm

Sistema di chiusura intelligente per richiudere la busta protettiva in alluminio del Ghost Aligner® Multipack dopo la prima apertura.

Protegge i dischi dal 100% di umidità esterna.

Compatibile con tutte le buste protettive dei dischi di larghezza massima di 21 cm.



CODICE	FORMATO	COLORE	PZ
0255	23 cm	Azzurro	3



NOTE



Ghost Aligner ®

Sheet for dental alignment, made with a special mixture, transparent and elastic, which allows to create a dental aligner that produces a delicate and therefore more constant force.



ITEM	FORMAT	THICKNESS	COLOR	PCS
1987	125x125 mm	0,50 mm	Transparent	20
1987R	Ø 120 mm	0,50 mm	Transparent	20
1987T	Ø 125 mm	0,50 mm	Transparent	20
1988	125x125 mm	0,75 mm	Transparent	20
1988R	Ø 120 mm	0,75 mm	Transparent	20
1988T	Ø 125 mm	0,75 mm	Transparent	20
1999	125x125 mm	1 mm	Transparent	20
1999R	Ø 120 mm	1 mm	Transparent	20
1999T	Ø 125 mm	1 mm	Transparent	20

EVA Soft

Transparent and soft sheet made with Ethylene vinyl acetate (EVA), used to make soft bytes for bleaching, soft bytes for fluoroprophylaxis, soft bytes for bruxism, soft bytes for A.T.M. and plaster model duplication.



ITEM	FORMAT	THICKNESS	COLOR	PCS
1817	125x125 mm	1 mm	Transparent	25
1817R	Ø 120 mm	1 mm	Transparent	25
1817T	Ø 125 mm	1 mm	Transparent	25
1835	125x125 mm	1,50 mm	Transparent	25

EVA Soft (continue)

EVA Soft (follows)

ITEM	FORMAT	THICKNESS	COLOR	PCS
1835R	Ø 120 mm	1,50 mm	Transparent	25
1835T	Ø 125 mm	1,50 mm	Transparent	25
1836	125x125 mm	2 mm	Transparent	24
1836R	Ø 120 mm	2 mm	Transparent	24
1836T	Ø 125 mm	2 mm	Transparent	24
1837	125x125 mm	3 mm	Transparent	25
1837R	Ø 120 mm	3 mm	Transparent	25
1837T	Ø 125 mm	3 mm	Transparent	25
1838	125x125 mm	4 mm	Transparent	20
1838R	Ø 120 mm	4 mm	Transparent	20
1838T	Ø 125 mm	4 mm	Transparent	20

Splint

Hard, highly transparent disc produced with resins that limit the formation of bubbles during heating. It can be applied over the resin. Used for the realization of temporary matrices, surgical spoons, containment and protection splints, invisible retainers, bridge and crowns, use in the orthodontic sector.



ITEM	FORMAT	THICKNESS	COLOR	PCS
1828	125x125 mm	0,50 mm	Transparent	25
1828R	Ø 120 mm	0,50 mm	Transparent	25
1828T	Ø 125 mm	0,50 mm	Transparent	25
1827	125x125 mm	0,80 mm	Transparent	25
1827R	Ø 120 mm	0,80 mm	Transparent	25
1827T	Ø 125 mm	0,80 mm	Transparent	25
1823	125x125 mm	1 mm	Transparent	25
1823R	Ø 120 mm	1 mm	Transparent	25
1823T	Ø 125 mm	1 mm	Transparent	25
1824	125x125 mm	1,50 mm	Transparent	25
1824R	Ø 120 mm	1,50 mm	Transparent	25
1824T	Ø 125 mm	1,50 mm	Transparent	25
1825	125x125 mm	2 mm	Transparent	20
1825R	Ø 120 mm	2 mm	Transparent	20
1825T	Ø 125 mm	2 mm	Transparent	20
1833	125x125 mm	3 mm	Transparent	20

Splint (continue)



Splint (follows)

ITEM	FORMAT	THICKNESS	COLOR	PCS
1833R	Ø 120 mm	3 mm	Transparent	20
1833T	Ø 125 mm	3 mm	Transparent	20

Mouthguard 1 color

Upper and lower soft double layer sheet made with Ethylene vinyl acetate (EVA), used for making professional mouthguards.



ITEM	FORMAT	THICKNESS	COLOR	PCS
1941	125x125 mm	4 mm	Assorted	12
1941R	Ø 120 mm	4 mm	Assorted	12
1941T	Ø 125 mm	4 mm	Assorted	12
1956	125x125 mm	4 mm	Clear	12
1957	125x125 mm	4 mm	Orange	12
1958	125x125 mm	4 mm	Yellow	12
1959	125x125 mm	4 mm	Brown	12
1960	125x125 mm	4 mm	White	12
1961	125x125 mm	4 mm	Green	12
1962	125x125 mm	4 mm	Black	12
1963	125x125 mm	4 mm	Red	12
1964	125x125 mm	4 mm	Blue	12
1965	125x125 mm	4 mm	Pink	12
1966	125x125 mm	4 mm	Light Blue	12

Mouthguard 2 colors

Upper and lower soft double layer sheet made with Ethylene vinyl acetate (EVA), used for making professional mouthguards.



Mouthguard 2 colors (follows)

ITEM	FORMAT	THICKNESS	COLOR	PCS
1967	125x125 mm	4 mm	Assorted	12
1967R	Ø 120 mm	4 mm	Assorted	12
1967T	Ø 125 mm	4 mm	Assorted	12
1968	125x125 mm	4 mm	Green and Blue	12
1969	125x125 mm	4 mm	Black and White	12
1970	125x125 mm	4 mm	Blue and Red	12
1971	125x125 mm	4 mm	Black and Yellow	12
1972	125x125 mm	4 mm	Black and Red	12
1973	125x125 mm	4 mm	Pink and Yellow	12
1974	125x125 mm	4 mm	Brown and Yellow	12
1975	125x125 mm	4 mm	Blue and Yellow	12
1976	125x125 mm	4 mm	Red and White	12
1977	125x125 mm	4 mm	Orange and White	12
1978	125x125 mm	4 mm	Blue and White	12
1979	125x125 mm	4 mm	Blue and Orange	12
1980	125x125 mm	4 mm	Green and Yellow	12
1981	125x125 mm	4 mm	Black and Orange	12
1982	125x125 mm	4 mm	White and Pink	12
1983	125x125 mm	4 mm	Green and White	12
1984	125x125 mm	4 mm	Red and Yellow	12

Mouthguard 3 colors

Upper and lower soft double layer sheet made with Ethylene vinyl acetate (EVA), used for making professional mouthguards.



ITEM	FORMAT	THICKNESS	COLOR	PCS
1989	125x125 mm	4 mm	Assorted	12
1989R	Ø 120 mm	4 mm	Assorted	12
1989T	Ø 125 mm	4 mm	Assorted	12
1990	125x125 mm	4 mm	Green and Red	12
1991	125x125 mm	4 mm	Red and Blue	12
1992	125x125 mm	4 mm	Black and Red	12
1993	125x125 mm	4 mm	Red and Red	12
1994	125x125 mm	4 mm	Yellow and Yellow	12

Bleaching

Transparent upper and lower spongy double layer sheet used for bleaching bytes, fluoroprophylaxis bytes.



ITEM	FORMAT	THICKNESS	COLOR	PCS
1826	125x125 mm	0,50 mm	White	15

Coping

Opaque and thin sheet produced with PE-LD, used for the realization of bleaching bytes, temporary bridges and crowns, castable caps, indirect bonding.



ITEM	FORMAT	THICKNESS	COLOR	PCS
1830	125x125 mm	0,50 mm	Matt gray	50
1830R	Ø 120 mm	0,50 mm	Matt gray	50
1830T	Ø 125 mm	0,50 mm	Matt gray	50
1831	125x125 mm	0,80 mm	Matt gray	50
1831R	Ø 120 mm	0,80 mm	Matt gray	50
1831T	Ø 125 mm	0,80 mm	Matt gray	50



Dual Laminate

Sheet with a hard upper and soft lower layer, produced with Ethylene vinyl acetate (EVA) and PET-G, used to make bruxism bytes, showers for A.T.M. and orthodontic applications.



ITEM	FORMAT	THICKNESS	COLOR	PCS
1943	125x125 mm	2 mm	Matt purple	12
1943R	Ø 120 mm	2 mm	Matt purple	12
1943T	Ø 125 mm	2 mm	Matt purple	12
1939	125x125 mm	3 mm	Matt purple	12
1939R	Ø 120 mm	3 mm	Matt purple	12
1939T	Ø 125 mm	3 mm	Matt purple	12
2110	125x125 mm	5 mm	Matt purple	12

Base Plate

Sheet produced with high compression pink styrene, used to make denture bases.



ITEM	FORMAT	THICKNESS	COLOR	PCS
1819	125x125 mm	1,50 mm	Pink	25
1818	125x125 mm	2 mm	Pink	25
1820	125x125 mm	2,50mm	Pink	25



Tray Material

Sheet produced with high compression styrene of light blue color, used for the realization of individual impression trays.



ITEM	FORMAT	THICKNESS	COLOR	PCS
1822	125x125 mm	3,20 mm	Light blue	25
2113	125x125 mm	3,80 mm	Light blue	20

Niteguard

Upper and lower soft double layer sheet, produced with Ethylene vinyl acetate (EVA), used to make bites for bruxism, positioners, orthodontic applications.



ITEM	FORMAT	THICKNESS	COLOR	PCS
1940	125x125 mm	3 mm	Matt white	12
1940R	Ø 120 mm	3 mm	Matt white	12
1940T	Ø 125 mm	3 mm	Matt white	12



NOTES



B-PRO

Professional thermoforming machine for large productions, fully automatic, equipped with a multiple thermoforming system with 6 independent areas for an excellent and fast result. Up to 6 aligners in 1 minute.



ITEM	MODEL	VOLT	WATT	PCS
0179	Automatic	230	2500	1
0195	Automatic	115	2500	1

Deluxe

Automatic thermoforming machine for an excellent result. Modern and attractive design. Equipped with a quartz resistance with rapid response, integrated vacuum motor and a color LCD display with a simple and intuitive interface.



ITEM	MODEL	VOLT	WATT	PCS
9617504	Automatic	230	450	1
9617505	Automatic	115	450	1

Comfort

Semi-automatic thermoformer machine for greater comfort. Modern and attractive design. Equipped with a quartz resistance with rapid response, integrated vacuum motor and an elegant front panel.



ITEM	MODEL	VOLT	WATT	PCS
9617502	Semiautomatic	230	450	1
9617503	Semiautomatic	115	450	1

Silent

Manual thermoformer machine. Modern and attractive design. Equipped with a quartz resistance with rapid response, integrated vacuum motor and an elegant front panel.



ITEM	MODEL	VOLT	WATT	PCS
9617500	Manual	230	400	1
9617501	Manual	115	400	1



NOTES

Thermal plier for activations

Stainless steel AISI 410 - 420 plier that allows you to create activations for the control of rotations, axis, translations, etc. The tip, very thin, allows activations of about 1 mm.

We recommend warming the pliers with a minitem to facilitate the modification, taking care not to puncture the material.

Autoclavable up to 135 °C.

Total length 13.5 cm.



ITEM	FEATURES	MATERIAL	PCS
119-T011	Thin tip	Stainless steel	1

Thermal plier for activations

Stainless steel AISI 410 - 420 plier that has a standard and elongated tip that allows you to create hooks for the use of elastic tractions or can be used for important activations.

We recommend warming the pliers with a minitem to facilitate the modification, taking care not to puncture the material.

Autoclavable up to 135 °C.

Total length 13.5 cm.



ITEM	FEATURES	MATERIAL	PCS
119-T012	Standard tip	Stainless steel	1





Thermal plier to create buttons

Stainless steel AISI 410 - 420 plier characterized by the circular tip of generous dimensions, with which you can form the cylinders and then create the buttons with the pliers T014. We recommend warming the pliers with a minitem to facilitate the modification, taking care not to puncture the material. Autoclavable up to 135 °C. Total length 13 cm.



ITEM	FEATURES	MATERIAL	PCS
119-T013	Cylinder form	Stainless steel	1

Thermal plier to create buttons

Stainless steel AISI 410 - 420 plier which allows you to form buttons on the aligner, after creating the cylinders with the pliers T013, to optimize the retention of any auxiliary. We recommend warming the pliers with a minitem to facilitate the modification, taking care not to puncture the material. Autoclavable up to 135 °C. Total length 13 cm.



ITEM	FEATURES	MATERIAL	PCS
119-T014	Button form	Stainless steel	1

Instruments rack

Instruments rack with an attractive design that allows easy orthodontic instruments organization. Built with transparent acrylic plates that join 3 non-magnetic stainless steel rods.



ITEM	FEATURES	MATERIAL	PCS
115-0601	Bench Stand	Stainless steel & acrylic	1

Straight tip scissors

Stainless steel AISI 410 - 420 straight tip scissors. The serrated blade on one side offers a non-slippery cutting capacity. Autoclavable up to 135 °C. Total length 11,5 cm.



ITEM	FEATURES	MATERIAL	PCS
115-0646	Straight tip	Straight tip	1



Curved tip scissors

Stainless steel AISI 410 - 420 curved tip scissors. The serrated blade on one side offers a non-slippery cutting capacity. Autoclavable up to 135 °C. Total length 11,5 cm.



ITEM	FEATURES	MATERIAL	PCS
115-0647	Curved tip	Stainless steel	1

Steel cogged disc

Steel cogged disc. It separates the thermoformed template from the template and creates the slots for intrusion movements.



ITEM	FEATURES	MATERIAL	PCS
0170	Steel cogged disc	Stainless steel	1

Pyramidal pointed cutter

Pyramid-tipped cutter used to manage the area of the black hole. Removes the plastic with great precision and creates the openings on the alignment template to optimize dental movements.



ITEM	FEATURES	MATERIAL	PCS
0171	Pyramidal pointed cutter	Tungsten	1

Diamond burs

Diamond cutter for roughing the newly thermoformed template and subsequently separated from the model. Prevents overheating of the plastic, thanks to the cracks it is equipped with, creating a vortex of air that keeps perfectly aligned the edges of the mask.



ITEM	FEATURES	MATERIAL	PCS
0172	Diamond burs	Stainless steel	1

Plastic grinding brush

Finishing brush with 3 different hardnesses:

SOFT:


To smooth the corners of the mask.

MEDIUM:

To remove the residues from the diamond bur machining on a sheet with a thickness of 0.5 mm / 1 mm.

HARD:

To remove the residues from the processing of the diamond bur on sheet with a thickness of 1.5 mm / 3 mm.



ITEM	FEATURES	MATERIAL	PCS
0173	Soft	Abrasive	3
0174	Medium	Abrasive	3
0175	Hard	Abrasive	3

NOTES

The kit consists of:

- 1x Steel cogged disc #01170
- 1x Pyramidal pointed cutter #01171
- 1x Diamond burs #01172
- 1x Soft plastic grinding brush #01173
- 1x Medium plastic grinding brush #01174
- 1x Hard plastic grinding brush #01175



ITEM	FEATURES	MATERIAL	PCS
0252	Starter Kit	-	1

Instrument necessary for the measurement of interdental spaces before and after stripping. Available in three sizes: 0.10mm, 0.20mm and 0.30mm. Stackable to combine larger thicknesses. Made of autoclavable stainless steel.



ITEM	THICKNESS	MATERIAL	PCS
0146	0.10 - 0.20 - 0.30 mm	Stainless steel	3



Sporisan ® hygienizing detergent gel

Sanitizing detergent gel with mint flavor specific for the daily hygiene of transparent aligners, bytes, mobile devices and dental prostheses.

How to use:

- Pour a small amount of product onto the item to be washed.
- Brush with a toothbrush.
- Rinse thoroughly with water.
- Repeat the cleaning three times a day.



ITEM	FEATURES	QUANTITY	PCS
0147	"Flip Cap"	100 ml	10

Sporisan ® hygienizing hand gel

Alcohol-based sanitizing hand gel. Ideal for effectively cleaning hands. Works in seconds. Practical in any situation where you want to clean and sanitize your hands. It is recommended for use when you do not have soap and water.

How to use:

- Apply a small amount of product directly on the hands.
- Rub until completely dry.



ITEM	FEATURES	QUANTITY	PCS
0280	Integrated dispenser	500 ml	1

NOTES

NOTES

Colored container with ventilation holes for the storage of orthodontic appliances and dental prostheses.



ITEM	COLOR	MATERIAL	PCS
0148	Assorted	Polyethylene	10
0148AR	Orange	Polyethylene	10
0148AZ	Light blue	Polyethylene	10
0148BI	White	Polyethylene	10
0148BM	Blue	Polyethylene	10
0148FU	Fuxia	Polyethylene	10
0148VL	Lime	Polyethylene	10
0148VI	Purple	Polyethylene	10
0148GI	Yellow	Polyethylene	10
0148RO	Rred	Polyethylene	10
0148VE	Green	Polyethylene	10

Orthobox

Colored container with ventilation holes for the storage of orthodontic appliances and dental prostheses. The lanyard is available on request.




ITEM	COLOR	MATERIAL	PCS
0149	Assorted	Polyethylene	10
0149AR	Orange	Polyethylene	10
0149AZ	Light blue	Polyethylene	10
0149BI	White	Polyethylene	10
0149BM	Blue	Polyethylene	10
0149FU	Fuxia	Polyethylene	10
0149VL	Lime	Polyethylene	10
0149VI	Purple	Polyethylene	10
0149GI	Yellow	Polyethylene	10
0149RO	Rred	Polyethylene	10
0149VE	Green	Polyethylene	10



Smart Seal 19 cm


Intelligent closing system to close the aluminium protective envelope of the B-FORM Splint sheets after the first opening. Protects sheets from 100% external moisture. Compatible with all sheet protection envelopes with a maximum width of 17 cm.



ITEM	FORMATO	COLOR	PZ
0258	19 cm	Green	3

Smart Seal 23 cm

Intelligent closing system to close the aluminium protective envelope of the Ghost Aligner® sheets after the first opening. Protects sheets from 100% external moisture. Compatible with all sheet protection envelopes with a maximum width of 21 cm.



ITEM	FORMATO	COLOR	PZ
0255	23 cm	Light blue	3



NOTES

NOTE





*SEGUICI:
FOLLOW US:*



*Viale Vincenzo Randi, 118
48121 Ravenna (RA) - Italy
+39 0544 523326
sales@bartmedical.com
www.bartmedical.com*